

ワサオーロTM

WASA^oURO

ワサビのパワーを巧みに活かした
抗菌・防カビ・鮮度保持剤です。



一般弁当 / おせち料理 / 駅弁 / 会席弁当



TNシート 雲竜柄

印刷に高級感のある雲竜柄を使用しています。
紙箱、木箱等の密閉性の低い容器でも十分効果が得られます。

TN27U

抗菌効果と雲竜柄が、
食品に安心感と高級感を与えます。

製品記号	規格	包装単位(箱)
TN27U 雲竜	70×70mm	200枚/袋×20袋
	100×100mm	
	160×100mm	
	160×160mm	100枚/袋×20袋
	180×180mm	
	200×200mm	
	240×240mm	

●衛生管理でイメージアップ

大腸菌やサルモネラ、腸炎ビブリオ、
黄色ブドウ菌などの食中毒菌の増殖
抑制に効果を発揮します。また、カビや
酵母に対しても強い効力があります。
より高度な衛生管理を目指す上で
良きパートナーになります。

一般弁当 / おせち料理 / 駅弁 / 寿司

ロールタイプでの納品、別注仕様にも対応いたします。



・製品は冷蔵庫で密閉保存してください。

RNシート 透明 レンジ対応 (750W 2分間)

透明性のあるフィルムで料理の彩りを鮮やかに見せます。
また、電子レンジで温め可能なため、店頭のお弁当にも最適です。


RN25C2

成分が短時間で放出するタイプです。
お弁当やお総菜などの短期保存用食品
向けです。

製品記号	規格	包装単位(箱)
RN25C2 透明	70×70mm	350枚/袋×20袋
	100×100mm	
	100×160mm	
	160×160mm	100枚/袋×20袋
	175×175mm	
	200×200mm	
	250×250mm	

RN450 (青梅波柄)

おせち料理などに使える
長期保存用食品向けです。



製品記号	規格	包装単位(箱)
RN450 青梅波柄	160×160mm	100枚/袋×20袋
	175×175mm	
	200×200mm	
	250×250mm	

和菓子 / パン

別注仕様にも対応いたします。



・製品は冷蔵庫で密閉保存してください。

YPシート 簡易包装・ピロー包装 向け

包材や食材などに合わせて有効成分の放出期間の違う2タイプをラインアップ。
和菓子など、完全密封が難しい簡易包装の製品でも優れた抗菌・防カビ効果
を発揮します。

YPOシート

防カビ効果が一週間持続するため、
賞味期限が一週間以内の和菓子に
最適です。OPS容器などの簡易包装
の和菓子に使用されています。

YPROール

ピロー包装機に対応しています。
YPOシートに比べると成分の速放性が高く、
有効成分が早く包装内に充填されます。

製品記号	規格	包装単位(箱)
YPO-05N	50×50mm	200枚/袋×20袋
YPO-1N	50×100mm	500枚/袋×10袋
YPO-4N	90×90mm	250枚/袋×20袋
YPO-5N	60×150mm	400枚/袋×10袋
YPO-6N	90×150mm	250枚/袋×20袋
YPO-7N	72×72mm	350枚/袋×20袋
YPROール	40mm幅	1,000m/巻



ワサオーロ シートの使用方法

食品にシートをかぶせて、容器にフタをするだけ。
シートの有効成分が隅々まで行きわたり、速やかに抗菌効果を発揮します。

一般弁当 / 惣菜 / 駅弁 / 寿司



・製品は冷蔵庫で密閉保存してください。
・熱いお弁当に使用したり、FNシートをのせたまま加熱しないでください。

FNシート

FNシートは、天然由来の優れた抗菌性を備えたフィルム状のシートです。
親しみやすいバラ状に成形・加工した“バラ”タイプ、
ワサビのグラフィックを印刷した“ワサビ”タイプをラインアップしています。

バラ
FN30B



ワサビ
FN30M



●揮発性の成分が食品を守る

料理の上に置き、フタをするだけで揮発成分が隅々まで行き渡り、商品を守ります。FNシートは料理の風味を損なうことなく、抗菌効果が得られるように設計された商品です。

製品記号	規格	包装単位(箱)
FN30B バラ	15 cm ² /1枚	400枚/袋×25カップ
FN30M ワサビ	40×40mm	250枚/袋×40カップ

一般弁当 / 惣菜 / お菓子 / パン

別注仕様にも対応いたします。

別注品ラベル




・製品は冷蔵庫で密閉保存してください。

ラベル 透明

外貼ラベル LN30A


包材の外側に貼ります。
ハイバリア性のフィルムには適用できません。PE、PPが適しています。



製品記号	規格	包装単位(箱)
LN30A 外貼	20×20mm	2,000枚×20巻
LN30D 内貼	20×20mm	1,500枚×20巻
	30×30mm	1,000枚×20巻

内貼ラベル LN30D

フタの内側に貼ります。
PS製容器入りの食品向けです。
透明なフタでもほとんど目立ちません。



●外貼ラベルはオリジナルラベルの作成可能です。ご相談ください。

●ハンドラベラー、ラベリングマシン等大量生産にも対応できます！



野菜 / 果物



水溶性製剤 粉末 乳剤

水産物、野菜、果物などの洗浄液、日持ち用の保存液、調味液として使用します。麺類に練りこんで使用することもできます。

パウダー

(粉末)
有効成分：カラシ抽出物

食品保存液や食材洗浄用の水に添加して、ご使用ください。

エマルジョン

(白色乳剤)
有効成分：カラシ・ホップ抽出物

ホップ抽出物の効力をプラスして、乳酸菌や芽胞菌に対する制菌効果を強めました。漬物など、カビや酵母のほか、乳酸菌や芽胞菌が問題となる食品にご使用ください。

EXT

(白～淡黄色の乳剤)
有効成分：カラシ抽出物

食品保存液や食材洗浄用の水へ添加、食品容器中への滴下など、幅広い使い方ができます。

カラシ抽出物

－グラム陰性菌・真菌(カビ酵母)に強い抗菌性あり。

ホップ抽出物

－グラム陽性菌(乳酸菌・芽胞菌)に強い抗菌性あり。

EXTの効力比較試験
キュウリ浅漬
(保存条件：10℃、6日目)



未使用 EXT使用

	製品記号	規格	包装単位(箱)
パウダー	PN10B	1kg 1包	10袋 (10kg入)
エマルジョン	EN05B	5% 1ℓ	10本 (10ℓ入)
EXT	EN05H	5% 1ℓ	10本 (10ℓ入)



カセット

「ワサオーロ・カセット」は、ワサビやカラシに含まれる揮発性の香り成分を利用した、据え置きタイプの業務用害虫防除製品です。有効成分が総菜売場やベーカリー、生鮮食品売場の衛生環境を守り、食品に飛翔昆虫などを寄せ付けにくくします。

また、専用ラックに記載された説明文が、来店したお客様に対して清潔な売り場をアピールします。

専用スタンド



品名	ワサオーロ・カセットCS500P
サイズ	90mm × 82mm × 15mm
用途	食品売場のショーケースや陳列棚などにおける虫やカビの防除対策
設置個数	約2㎡当たり1個
有効成分	アリルカラシ油
有効期間	開封後約1か月(25℃)
保管方法	高温や直射日光を避けて保管してください
品質保証期限	未開封状態で製造日より2年

WASAOURO

ワサオーロは自然に秘められたパワーを巧みに活かした抗菌・防カビ・鮮度保持剤です。

天然成分で菌を抑える


ワサオーロの原料はワサビやカラシなどに含まれるアリルカラシ油です。食品で問題となる食中毒菌、腐敗細菌、カビ、酵母などに高い抗菌効果を発揮することが確認されています。食品の日持ち向上、鮮度保持、食中毒の回避に役立ちます。



■ワサオーロの各種菌に対する効果

(●: 著効, ○: 効果有り)

菌 種	効果
カビ	
<i>Alternaria alternata</i> (ススカビ)	●
<i>Aspergillus flavus</i> (コウジカビ)	●
<i>Chaetomium globosum</i> (ケタマカビ)	●
<i>Cladosporium herbarum</i> (クロカワカビ)	●
<i>Fusarium graminearum</i> (アカカビ)	●
<i>Penicillium citrinum</i> (アオカビ)	●
<i>Rhizopus oryzae</i> (クモノスカビ)	●
酵母	
<i>Candida tropicalis</i> (耐糖性酵母)	●
<i>Hansenula anomala</i> (産膜酵母)	●
細菌	
<i>Bacillus cereus</i> (セレウス菌)	○
<i>Bacillus subtilis</i> (枯草菌)	○
<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)	●
<i>Salmonella enteritidis</i> (サルモネラ)	●
<i>Salmonella typhimurium</i> (ネズミチフス菌)	●
<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)	○
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> (腸炎ビブリオ)	●



■ワサオーロの食中毒菌に対する抗菌効果



※保存条件: 25℃, 24時間後 (TNシート使用)

● 製品のご利用に際しては、事前に食味試験を行ってください。

リョウケウ株式会社

〒799-1496 愛媛県四国中央市三島宮川4-9-64
Tel.0896-24-3340(代) Fax.0896-24-2955